

Produktdatenblatt
AHS Einmal-Patienten-Schutz-Set
Behandlungseinheit für den Pflegedienst

Produktbezeichnung

- Behandlungseinheit für den Pflegedienst
- unsteril

Inhalte

- 1. Besucherkittel YELLO-BLOC**
 - Farbe hellgelb mit **Sicherheitslaminierung**
ca. 40gsm PP/PE Front- und Armbereich und ca. 23gsm PP Rückenbereich
 - **blut- und virendicht**
 - **getestet nach DIN EN ISO 22610 + 22612 + 16604**
 - zuverlässige Sicherheitslaminierung im gesamtem Front- und Armbereich
 - für alle Einsatzbereiche mit hoher Sicherheitsanforderung
 - atmungsaktiver Rückenbereich
 - hoch flüssigkeit- und partikelabweisend
 - umweltfreundlicher und recyclingfähiger PP-Vlies
 - großzügiger Zuschnitt für komfortable Bewegungsfreiheit
 - Strickbündchen für sicheren Handschuhsitz
 - Material latexfrei
- 2. Baretthaube**
 - Farbe hellgrün
 - Material latexfrei
 - umweltfreundlicher und recyclingfähiger PP-Vlies
- 3. Mundschutz**
 - Bakterienfilterung >98%
- 4. Elastische Handschuhe**
 - Größe L
- 5. Überziehschuhe**
 - aus CPE
- 6. Im praktischen Entsorgungsbeutel.**



Hinweise

- nur für den Einmalgebrauch
- trocken und sauber lagern

Artikelnummer

- 1819

Verpackung

- 1 Set / Polybeutel
- 50 Set / Versandkarton



Hersteller Alto Products Im- und Export GmbH 40589 Düsseldorf Germany

Unser Unternehmen legt Wert auf beste Qualität. Wir besitzen ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß den Bestimmungen der DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485:2007. Unsere Medizinprodukte entsprechen alle der EG Richtlinie 93/42/EWG Anhang VII bzw. Anhang V und werden gemäß MPG gefertigt und vertreiben.
Stand 07/2011