

Produktdatenblatt

MUNDUS MEDICUS OP-Mantel Light

Produktbezeichnung

- AHS-OP Mantel-Light aus der Serie Mundus Medicus
- unverstärkter OP-Wickelkittel für minimal invasive Eingriffe
- 3lagiges OP Material SMS
- EO steril
- Farbe blau

Eigenschaften

- atmungsaktiv mit sehr gutem Luftaustausch
- flüssigkeitabweisend
- abriebfest und fusselarm
- hervorragende Barrierewirkung durch mikrofeine Poren in der Mittelschicht mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung
- großzügiger Zuschnitt für komfortable Bewegungsfreiheit
- Einsatz für minimal invasive Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen im stationären und ambulanten Bereich
- recycle fähig

Extras

- Spezialtape Armnaht

Hinweise

- sterile Produktentnahme und sterile Anwendung
- für den Einmalgebrauch
- trocken und sauber lagern

Artikelnummern

- 1485 Gr. L 130x155cm
- 1486 Gr. XL 150x155cm

Verpackung

- sterile Einzelverpackung
- doppelt steril
- 20 Stück / Innerkarton 40 Stück / Versandkarton



Hersteller Alto Products Im- und Export GmbH 40589 Düsseldorf Germany

Unser Unternehmen legt Wert auf beste Qualität. Wir besitzen ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß den Bestimmungen der DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485:2007. Unsere Medizinprodukte entsprechen alle der EG Richtlinie 93/42/EWG Anhang VII bzw. Anhang V und werden gemäß MPG gefertigt und vertrieben.

Stand 07/2011