

Produktdatenblatt
AHS OP-Mantel Standard

Produktbezeichnung

- AHS Einweg OP Mantel Standard
- unverstärkter OP-Wickelkittel
- Material 68gsm Dupont Spunlace
- EN 13795 konform
- unsteril
- Farbe blau

Eigenschaften

- hochwertiges OP Spunlace-Material mit textilem Tragekomfort
- atmungsaktiv mit perfektem Luftaustausch
- für alle OP Eingriffe Leistungsstufe Standard
- abriebfest und fusselarm
- hervorragende Barrierewirkung
- hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung
- großzügiger Zuschnitt für komfortable Bewegungsfreiheit

Hinweise

- unsteril
- nur für den Einmalgebrauch
- trocken und sauber lagern

Artikelnummern

- 1594 Gr. S 130x155cm
- 1595 Gr. L 150x155cm

Verpackung

- 10 St. / Polybeutel
- 60 Stück / Versandkarton



Hersteller Alto Products Im- und Export GmbH 40589 Düsseldorf Germany

Unser Unternehmen legt Wert auf beste Qualität. Wir besitzen ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem gemäß den Bestimmungen der DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 13485:2007. Unsere Medizinprodukte entsprechen alle der EG Richtlinie 93/42/EWG Anhang VII bzw. Anhang V und werden gemäß MPG gefertigt und vertrieben.

Stand 08/2011